A photograph of a brown and black spotted dog, possibly a pit bull mix, looking up at a purple rope that is knotted at the top. The dog is wearing a brown collar with a metal buckle. The background is a light gray wall with a grid pattern. The floor is made of light-colored wooden planks. The overall scene is brightly lit.

Descubre
la extensa
variedad
de suturas
B. Braun

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

El hilo perfecto para cada sutura

Nuestras recomendaciones B. Braun

Información técnica

Calibre de hebra recomendado según el tipo de tejido

Monosyn[®]

Material de sutura absorbible

Dafilon[®]

Material de sutura no absorbible

MonoPlus[®]

Material de sutura absorbible

Optilene[®]

Material de sutura no absorbible

Novosyn[®]

Material de sutura absorbible

Monosyn[®] Quick

Material de sutura absorbible

El hilo perfecto para cada sutura







Nuestras recomendaciones B. Braun

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE









El hilo perfecto para cada sutura

Nuestras recomendaciones B. Braun


Indicación	Estructura del hilo	Código	Descripción
 <p>Cirugía de tejidos blandos y parenquimatosos</p>	Monofilamento absorbible a medio plazo	C2022014	Monosyn® violet USP 4/0 (métrico: 1,5), longitud: 70 cm, aguja: HR22, Racepack
		G2022014	
		C2022025	Monosyn® violet USP 3/0 (métrico: 2), longitud: 70 cm, aguja: HR26, Racepack
		G2022025	
 <p>Sutura intradérmica</p>	Monofilamento absorbible a medio plazo	C2022036	Monosyn® violet USP 2/0 (métrico: 3), longitud: 70 cm, aguja: HR30, Racepack
		G2022036	
		C2022204	Monosyn® violet USP 4/0 (métrico: 1,5), longitud: 70 cm, aguja: DS19, Racepack
		G2022204	
 <p>Ligaduras</p>	Multifilamento trenzada absorbible a medio plazo	C2022215	Monosyn® violet USP 3/0 (métrico: 2), longitud: 70 cm, aguja: DS24, Racepack
		G2022215	
 <p>Cierre de la pared abdominal/línea alba</p>	Multifilamento trenzada absorbible a largo plazo	C0058409	Novosyn® violet USP 1 (métrico: 4), longitud: 2 x 70 cm
		G0058409	
 <p>Piel No absorbible</p>	Monofilamento no absorbible	C2024037	MonoPlus® violet USP 0 (métrico: 3,5), longitud: 70 cm, aguja: HR30, Racepack
		G2024037	
		C2024058	MonoPlus® violet USP 1 (métrico: 4), longitud: 70 cm, aguja: HR37S, Racepack
 <p>Oftalmología</p>	Multifilamento trenzada no absorbible	G2024058	
		C0935204	Dafilon® blue USP 4/0 (métrico: 1,5), longitud: 75 cm, aguja: DS19
		G0935204	
		C0935352	Dafilon® blue USP 3/0 (métrico: 2), longitud: 75 cm, aguja: DS24
		G0935352	
		G0068615	Novosyn® violet USP 8/0 (métrico: 0,4), longitud: 15 cm, aguja: DLM6



Indicación	Estructura del hilo	Código	Descripción
 Párpado	Monofilamento absorbible a medio plazo	C2022204 G2022204	Monosyn® violet USP 4/0 (métrico: 1,5), longitud: 70 cm, aguja: DS19, Racepack
 Hernias	Monofilamento no absorbible	C3090041 G3090041	Optilene® USP 3/0 (métrico: 2), longitud: 75 cm, aguja: HR26, Racepack
 Otohematoma	Monofilamento no absorbible	C0932655 G0932655	Dafilon® blue USP 3/0 (métrico: 2), longitud: 75 cm, aguja: GS60
 Cápsula articular	Monofilamento absorbible a largo plazo	C0024131	MonoPlus® violet USP 2/0 (métrico: 3), longitud: 70 cm, aguja: HR17S
 Dental	Monofilamento absorbible a corto plazo	C0025052	Monosyn® Quick undyed USP 4/0 (métrico: 1,5), longitud: 70 cm, aguja: HR17
 Cirugía de tejidos blandos, parenquimatosos y cirugía dental	Monofilamento absorbible a medio plazo	C2022004 G2022004	Monosyn® violet USP 4/0 (métrico: 1,5), longitud: 70 cm, aguja: HR17, Racepack




ÁNGULOS DE CURVATURA



- S 1/8 círculo
- V 1/4 círculo
- D 3/8 círculo
- H 1/2 círculo
- F 5/8 círculo

MÁS ÁNGULOS DE CURVATURA



DESCRIPCIÓN

Ángulo de curvatura	Cuerpo	Punta	Longitud	Especial
S 1/8 círculo	G Cuerpo trapezoidal, microgravado (golf) y punta precisión	T Trocar	Distancia a lo largo de la aguja desde la punta hasta la cabeza, medida en mm.	f Aguja fina
V 1/4 círculo	R Cuerpo redondo	N Roma		ff Aguja extrafina
D 3/8 círculo	S Triangular	S Cortante (tapercut)		s Aguja reforzada
H 1/2 círculo	L Lanceta	C Micropunta cortante		ss Aguja superior reforzada
F 5/8 círculo		M Micropunta		v Aguja <i>break-off</i>
G Recta		MP Micropunta triangular (precisión)	b Aguja negra	TO <i>Take-off</i> . Aguja extraíble. La aguja se puede separar del hilo de sutura mediante un tirón con el porta-agujas.
P Asintótica		m Microaguja		
J Anzuelo		mV Microaguja vascular		
SK Esquí				

Ejemplo HRT 37s = 1/2 círculo. Aguja de cuerpo redondo reforzada, con punta trocar. Longitud 37 mm

Información técnica sobre el calibre de hebra recomendado según el tipo de tejido

Descubre la extensa variedad
de suturas B. Braun

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE



Información técnica

Calibre de hebra recomendado según el tipo de tejido

PERROS



	USP métrico						
	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Piel							
Subcutáneo							
Mucosa							
Intestino delgado							
Colon							
Vejiga (infectada)							
Uréter/Uretra							
Útero							
Órganos parenquimatosos							
Ligadura ovárica							
Ligadura general							
Músculos							
Pared abdominal/línea alba							
Hernias							
Fascias							
Tendones							
Ligamentos							
Cápsula articular							
Cirugía ortopédica							
Vasos sanguíneos							
Nervios							
Dental							
Párpado							

ESCANEA ESTE CÓDIGO
PARA MÁS INFORMACIÓN



GATOS



	USP métrico						
	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Piel							
Subcutáneo							
Mucosa							
Intestino delgado							
Colon							
Vejiga (infectada)							
Uréter/Uretra							
Útero							
Órganos parenquimatosos							
Ligadura ovárica							
Ligadura general							
Músculos							
Pared abdominal/línea alba							
Hernias							
Fascias							
Tendones							
Ligamentos							
Cápsula articular							
Cirugía ortopédica							
Vasos sanguíneos							
Nervios							
Dental							
Párpado							

Información técnica

Calibre de hebra recomendado según el tipo de tejido

CABALLOS



	USP métrico								
	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	5 7
Piel									
Subcutáneo									
Mucosa									
Intestino delgado									
Colon									
Vejiga (infectada)									
Uréter/Uretra									
Útero									
Ligadura ovárica									
Músculos									
Pared abdominal/línea alba									
Hernias									
Fascias									
Tendones									
Ligamentos									
Cápsula articular									
Cirugía ortopédica									
Vasos sanguíneos									
Nervios									
Dental									
Párpado									

Recomendación

ESCANEA ESTE CÓDIGO
 PARA MÁS INFORMACIÓN



Monosyn®

Sutura monofilamento absorbible a medio plazo

La elección de los veterinarios



B|BRAUN
SHARING EXPERTISE



Monosyn®

Material de sutura absorbible

EL REFERENTE EN CIRUGÍA DE TEJIDOS BLANDOS

- Amplio espectro de indicaciones
- Excelente seguridad en el nudo
- Para uso general en cirugía de tejidos blandos y suturas intradérmicas
- Amplia gama de combinaciones de hilos y agujas
- Buena capacidad de elongación

INDICACIONES




Ginecología



Urología



Tracto
gastrointestinal



Piel
y mucosas



Sutura
subcutánea
e intradérmica

CARACTERÍSTICAS

Estructura	Monofilamento, sin recubrir
Composición química	Poligliconato
Calibres	USP 7/0 – USP 2
Color	Teñido, sin teñir
Tiempo de absorción	~ 14 días
Retención de la fuerza tensil	~ 14 días 50%
Absorción completa del material	~ 60 - 90 días



REFERENCIAS MÁS VENDIDAS

ESCANEA ESTE CÓDIGO
PARA MÁS INFORMACIÓN



Producto	Código	Caja
Monosyn®		
Monosyn Violet 1 HS37S RCP - 70 cm	G2022249	12
Monosyn Violet 1 HS37S RCP - 70 cm	C2022249	36
Monosyn Violet 1 HS37S - 90 cm	C0022478	36
Monosyn Violet 0 (3,5) HS26S (M) RCP - 70 cm	C2022243	36
Monosyn Violet 0 HS37S RCP - 70 cm	G2022248	12
Monosyn Violet 0 HS37S RCP - 70 cm	C2022248	36
Monosyn Violet 0 HS37s - 90 cm	C0022477	36
Monosyn Violet 2/0 HR26 RCP - 70 cm	G2022026	12
Monosyn Violet 2/0 HR26 RCP - 70 cm	C2022026	36
Monosyn Violet 2/0 HR26 RCP - 90 cm	G2022426	12
Monosyn Violet 2/0 HS26 RCP - 90 cm	C2022299	36
Monosyn Violet 2/0 HS26S RCP - 70 cm	G2022242	12
Monosyn Violet 2/0 HS26S RCP - 70 cm	C2022242	36
Monosyn Violet 2/0 HS26s RCP - 90 cm	C2022053	12
Monosyn Violet 2/0 HS26 RCP - 70 cm	G2022237	12
Monosyn Violet 2/0 HS26 RCP - 70 cm	C2022237	36
Monosyn Violet 2/0 (3) DS24 (M) RCP - 70 cm	C2022216	36
Monosyn Violet 3/0 HR26 RCP - 70 cm	G2022025	12
Monosyn Violet 3/0 HR26 RCP - 70 cm	C2022025	36
Monosyn Violet 3/0 HR26 RCP - 90 cm	G2022425	12
Monosyn Violet 3/0 HRC26 RCP - 70 cm	C2022305	36
Monosyn Violet 3/0 HS26 RCP - 70 cm	G2022236	12
Monosyn Violet 3/0 HS26 RCP - 70 cm	C2022236	36
Monosyn Violet 3/0 (2) HS26 (M) RCP - 90 cm	C2022072	36
Monosyn Violet 4/0 DS19 RCP - 70 cm	G2022204	12
Monosyn Violet 4/0 DS19 RCP - 70 cm	C2022204	36



Descubre la extensa variedad de suturas B. Braun

ESCANEA PARA MÁS
CONTENIDO DE INTERÉS



Dafilon®

Sutura monofilamento
no absorbible

La suave 

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE



Dafilon®

Material de sutura no absorbible


LA SUTURA DE PIEL SUAVE, SEGURA Y RESISTENTE COSTE-EFECTIVA

- Superficie suave y lisa
- Paso suave y atraumático a través de los tejidos
- Buena resistencia tensil
- Buena histocompatibilidad
- Anudado seguro
- Calidad máxima para oftalmología (nailon)


INDICACIONES



Cierre de la piel



Oftalmología



Fijación de drenajes y catéteres

CARACTERÍSTICAS

Estructura	Monofilamento, sin recubrir
Composición química	Poliamida (nailon)
Calibres	USP 11/0 – USP 5
Color	Azul, negro
Retención de la fuerza tensil	No absorbible



REFERENCIAS MÁS VENDIDAS

ESCANEA ESTE CÓDIGO
PARA MÁS INFORMACIÓN



Producto	Código	Caja
Dafilon®		
Dafilon Blue 1 (4) HS30 DDP - 75 cm	C0935034	36
Dafilon Blue 0 (3,5) DS2 DDP - 75 cm	G0935379	12
Dafilon Blue 0 (3,5) DS24 DDP - 75 cm	C0935379	36
Dafilon Blue 0 (3,5) GS75 PEEL CE - 75 cm	C0932710	36
Dafilon Blue 0 (3,5) HS30 DDP - 90 cm	G0934020	12
Dafilon Blue 0 (3,5) HS30 DDP - 90 cm	C0934020	36
Dafilon Blue 2/0 (3) HS26 DDP - 75 cm	G0935964	12
Dafilon Blue 2/0 (3) 7HS26 DDP - 75 cm	C0935964	36
Dafilon Blue 2/0 HS26 - 90 cm	C0934968	36
Dafilon Blue 2/0 HS26 - 120 cm	G0930104	12
Dafilon Blue 2/0 (3) DS24 DDP - 75 cm	C0935360	36
Dafilon Blue 3/0 HS30 - 90 cm	G0934003	12
Dafilon Blue 3/0 (2) HS30 DDP - 90 cm	C0934003	36
Dafilon Blue 3/0 (2) DS24 DDP - 75 cm	C0935352	36
Dafilon Blue 3/0 (2) DS24 DDP - 75 cm	G0935352	12
Dafilon Blue 4/0 (1,5) DS24 DDP - 75 cm	G0935344	12





Descubre la extensa
variedad de suturas B. Braun

ESCANEA PARA MÁS
CONTENIDO DE INTERÉS



MonoPlus®

Sutura monofilamento
absorbible a largo plazo

La duradera



MonoPlus®

Material de sutura absorbible

CUANDO LA SUTURA TIENE QUE SER DURADERA

- Perfil de degradación diseñado cuando se necesita un soporte de la herida prolongado
- Amplia gama de combinaciones aguja/hilo
- Anudado seguro
- Ausencia de capilaridad
- Atraumática
- Alta manejabilidad gracias a su flexibilidad

INDICACIONES



Cirugía
ortopédica



Cirugía del tracto
gastrointestinal



Cierre de la pared
abdominal

CARACTERÍSTICAS

Estructura	Monofilamento, sin recubrir
Composición química	Poli (p-dioxanona)
Calibres	USP 7/0 – USP 2
Color	Violeta
Tiempo de absorción	~ 35 días
Retención de la fuerza tensil	~ 35 días 50%
Absorción completa del material	~ 180 – 210 días



REFERENCIAS MÁS VENDIDAS

ESCANEA ESTE CÓDIGO
PARA MÁS INFORMACIÓN



Producto	Código	Caja
MonoPlus®		
MonoPlus Violet 1 HS37s - 70 cm	G0024158	12
MonoPlus Violet 1 HS37s - 90 cm	G0024116	12
MonoPlus Violet 1 (4) HR37 (M) DDP - 90 cm	G0024448	12
MonoPlus Violet 0 HS26s RCP - 70 cm	G2024187	12
MonoPlus Violet 0 HS26s RCP - 70 cm	C2024187	36
MonoPlus Violet 0 HS37s - 90 cm	G0024115	12
MonoPlus Violet 0 (3,5) HS37S (M) DDP - 90 cm	C0024115	36
MonoPlus Violet 0 (3,5) HR26 (M) RCP - 70 cm	G2024027	12
MonoPlus Violet 0 (3,5) HR26 (M)RCP - 70 cm	C2024027	36
MonoPlus Violet 0 (3,5) HRT37 (M) DDP - 90 cm	C0024517	36
MonoPlus Violet 2/0 HS26s RCP - 70 cm	G2024186	12
MonoPlus Violet 2/0 HS26s RCP - 70 cm	C2024186	36
MonoPlus Violet 2/0 HS26s - 120 cm	G0024028	12
MonoPlus Violet 2/0 (3) HR26 (M) RCP - 70 cm	G2024026	12
MonoPlus Violet 2/0 (3) HR26 (M) RCP - 70 cm	C2024026	36
MonoPlus Violet 2/0 (3) HRC26 (M) RCP - 70 cm	C2024306	36
MonoPlus Violet 2/0 (3) DS24 (M) RCP - 70 cm	G2024990	12
MonoPlus Violet 3/0 HS26S - 70 cm	G0024185	12
MonoPlus Violet 3/0 HS26S - 70 cm	C0024185	36
MonoPlus Violet 3/0 (2) HR26 (M) RCP - 70 cm	G2024025	12
MonoPlus Violet 3/0 (2) HR26 (M) RCP - 70 cm	C2024025	36
MonoPlus Violet 3/0 (2) HRC26 (M) RCP - 70 cm	C2024305	36
MonoPlus Violet 4/0 (1,5) HR22 (M) RCP - 70 cm	G2024134	12
MonoPlus Violet 4/0 (1,5) HR26 (M) RCP - 70 cm	G2024024	12



Descubre la extensa variedad de suturas B. Braun


ESCANEA PARA MÁS
CONTENIDO DE INTERÉS



Optilene®

Sutura monofilamento no absorbible

La flexible



Optilene®

Material de sutura no absorbible

FLEXIBILIDAD PARA UN CONFORT EXCEPCIONAL

- Superficie suave y lisa
- Excelentes propiedades de elasticidad y elongación
- Elevada y duradera fuerza tensil
- Seguridad permanente en el anudado

INDICACIONES




Cirugía vascular



Sutura de tendones y cápsula articular



Cierre de la piel y de hernias



Oftalmología

CARACTERÍSTICAS

Estructura	Monofilamento, sin recubrir
Composición química	Polipropileno/Polietileno
Calibres	USP 10/0 – USP 2
Color	Azul
Retención de la fuerza tensil	No absorbible



REFERENCIAS MÁS VENDIDAS

ESCANEA ESTE CÓDIGO
PARA MÁS INFORMACIÓN



Producto	Código	Caja
Optilene®		
Optilene RacePack 1 HS40 - 75 cm	G3090287	12
Optilene RacePack 0 DS24 - 75 cm	C3090237	36
Optilene RacePack 0 HR37 - 75 cm	C3090052	36
Optilene RacePack 2/0 HS26 - 75 cm	G3090270	12
Optilene RacePack 2/0 HS26 - 75 cm	C3090270	36
Optilene RacePack 2/0 HS26 - 90 cm	G3095958	12
Optilene RacePack 2/0 HS26 - 120 cm	G3095959	12
Optilene Racepack 2/0 HRC26 - 75 cm	C3090474	36
Optilene RacePack 2/0 DS24 - 75 cm	G3090236	12
Optilene RacePack 3/0 DS24 - 75 cm	C3090235	36
Optilene Racepack 3/0 HRC26 - 75 cm	C3090473	36
Optilene Racepack 3/0 HRC17 - 75 cm	C3090579	36
Optilene RacePack 3/0 DS30 - 75 cm	C3090246	36
Optilene RacePack 3/0 DSMP19 - 75 cm	C3090674	36
Optilene RacePack 4/0 HR26 CV - 75 cm	C3090040	36
Optilene RacePack 4/0 DS24 - 75 cm	G3090234	12
Optilene RacePack 4/0 DS24 - 75 cm	C3090234	36
Optilene Racepack 4/0 HS21 - 75 cm	C3090460	36
Optilene RacePack 4/0 DS19 - 75 cm	C3090520	36
Optilene RacePack 5/0 DS19 - 75 cm	G3090519	12
Optilene RacePack 5/0 2XHR13 CV - 75 cm	C3090954	36



Descubre la extensa
variedad de suturas B. Braun

ESCANEA PARA MÁS
CONTENIDO DE INTERÉS



Novosyn®

Sutura multifilamento absorbible a medio plazo

La confiable



B|BRAUN
SHARING EXPERTISE




Novosyn®

Material de sutura absorbible


EXCELENTE AJUSTE DEL NUDO PARA SUTURAS FIABLES

- Seguridad en el nudo
- Buen anudado
- Mínima reacción inflamatoria

INDICACIONES



Ligaduras



Oftalmología



Ginecología



Urología



Cierre de la pared abdominal

CARACTERÍSTICAS

Estructura	Multifilamento trenzado, recubierta
Composición química	Poliglactina 910
Recubrimiento	Poliglactina 370 + Esterato de calcio
Calibres	USP 8/0 – USP 2
Color	Violeta
Tiempo de absorción	~ 21 días
Retención de la fuerza tensil	~ 21 días 50%
Absorción completa del material	~ 56 - 70 días



REFERENCIAS MÁS VENDIDAS

ESCANEA ESTE CÓDIGO
PARA MÁS INFORMACIÓN



Producto	Código	Caja
Novosyn®		
Novosyn Violet 2 (5) HS37S (M) DDP - 70 cm	C0068298	36
Novosyn Violet 1 HS37s RCP - 70 cm	G0068297N1	12
Novosyn Violet 1 HS37s RCP - 70 cm	C0068297N1	36
Novosyn Violet 1 HS37S RCP - 90 cm	C0068583N1	36
Novosyn Violet 1 HS37S - 120 cm	B0068632	24
Novosyn Violet 0 HS26s RCP - 70 cm	G0068291N1	12
Novosyn Violet 0 HS26S - 120 cm	C0068610	36
Novosyn Violet 0 HRC26 - 70 cm	C0068343	36
Novosyn Violet 0 HS37S - 90 cm	C0068582N1	36
Novosyn Violet 0 (3,5) HS26S (M) RCP - 70 cm	C0068291N1	36
Novosyn Violet 0 (3,5) HS37S (M) RCP - 70 cm	C0068296N1	36
Novosyn Violet 2/0 HS26 RCP - 70 cm	G0068242N1	12
Novosyn Violet 2/0 (3) HS26 (M) RCP - 70 cm	C0068242N1	36
Novosyn Violet 2/0 HS26s RCP - 70 cm	G0068290N1	12
Novosyn Violet 2/0 (3) HS26S (M) RCP - 70 cm	C0068290N1	36
Novosyn Violet 2/0 HS26 - 90 cm	C0068442	36
Novosyn Violet 2/0 HS26S - 90 cm	C0068440	36
Novosyn Violet 2/0 HS26 - 120 cm	C0068957	36
Novosyn Violet 2/0 HS26S - 120 cm	C0068603	36
Novosyn Violet 2/0 HRC26 - 70 cm	C0068336N1	36
Novosyn Violet 2/0 HRC26S - 70 cm	C0068441	36
Novosyn Violet 2/0 HRC37 - 90 cm	G0068140N1	12
Novosyn Violet 2/0 (3) HR26 (M) RCP - 70 cm	C0068042N1	36
Novosyn Violet 2/0 (3) DS24 (M) RCP - 70 cm	C0068236N1	36
Novosyn Violet 3/0 (2) HS26 (M) RCP - 70 cm	C0068241N1	36
Novosyn Violet 3/0 (2) HS26 (M) RCP - 70 cm	G0068241N1	12
Novosyn Violet 3/0 (2) HRC26 (M) RCP - 70 cm	C0068335N1	36



Descubre la extensa variedad de suturas B. Braun

ESCANEA PARA MÁS
CONTENIDO DE INTERÉS



Monosyn® Quick

Sutura monofilamento
absorbible a corto plazo

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

La rápida




Monosyn® Quick

Material de sutura absorbible

MONOFILAMENTO CON RÁPIDA ABSORCIÓN

- Fácil manejo
- Absorción a corto plazo
- Alta resistencia del nudo a la tensión
- Excelente flexibilidad y capacidad de elongación
- Penetración atraumática en el tejido
- Ausencia de capilaridad para reducir el riesgo de infecciones

INDICACIONES



Sutura subcutánea e intradérmica



Ginecología



Urología



Cirugía dental

CARACTERÍSTICAS

Estructura	Monofilamento, sin recubrir
Composición química	Poligliconato
Calibres	USP 6/0 – USP 1
Color	Sin teñir
Tiempo de absorción	~ 6 – 7 días
Retención de la fuerza tensil	~ 6 – 7 días 50%
Absorción completa del material	~ 56 días



REFERENCIAS MÁS VENDIDAS

ESCANEA ESTE CÓDIGO
PARA MÁS INFORMACIÓN



Producto	Código	Caja
Monosyn® Quick		
Monosyn Quick UND 1 (4) HR48 (M) DDP - 90 cm	C0025088	36
Monosyn Qui UND 0 (3,5) HR30 (M) DDP - 70 cm	G0025295	12
Monosyn Quick UND 2/0 (3) DS24 (M) DDP - 70 cm	C0025013	36
Monosyn Quick UND 2/0 (3) HR26 (M) DDP - 70 cm	C0025059	36
Monosyn Quick UND 2/0 (3) HR37S (M) DDP - 90 cm	C0025071	36
Monosyn Qui UND 2/0 (3) HR30 (M) DDP - 70 cm	G0025294	12
Monosyn Quick UND 3/0 (2) DSMP19 (M) DDP - 70 cm	C0025037	36
Monosyn Quick UND 3/0 (2) HR26 (M) DDP - 70 cm	C0025058	36
Monosyn Qui UND 3/0 (2) HR22 (M) DDP - 70 cm	G0025246	12
Monosyn Qui UND 3/0 (2) HR22 (M) DDP - 70 cm	C0025246	36
Monosyn Quick UND 3/0 (2) DSMP19 (M) DDP - 70 cm	G0025037	12
Monosyn Qui UND 4/0 (1,5) DRT18 (M) DDP - 70 cm	C0025313	36
Monosyn Quick UND 4/0 (1,5) HR17 (M) DDP - 70 cm	G0025052	12
Monosyn Quick UND 4/0 (1,5) HR17 (M) DDP - 70 cm	C0025052	36
Monosyn Qui UND 4/0 (1,5) HR22 (M) DDP - 70 cm	G0025245	12
Monosyn Quick UND 4/0 (1,5) DSMP19 (M) DDP - 70 cm	C0025036	36
Monosyn Quick UND 4/0 (1,5) DS19 (M) DDP - 70 cm	C0025007	36
Monosyn Qui UND 5/0 (1) HR17 (M) DDP - 70 cm	G0025051	12
Monosyn Quick UND 5/0 (1) DSMP13 (M) DDP - 45 cm	C0025024	36
Monosyn Quick UND 5/0 (1) DSMP13 (M) DDP - 45 cm	G0025024	12





Descubre la extensa
variedad de suturas B. Braun

ESCANEA PARA MÁS
CONTENIDO DE INTERÉS



ELIGE UN COLOR



Visita nuestra web con contenidos actualizados sobre el cierre de heridas

VISITA NUESTRA WEB >>



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

MVET0630CAB
04/24