

¿Por qué son importantes los vendajes?

Cuando se trata de curar heridas o lesiones, es fundamental contar con los cuidados adecuados para promover una pronta recuperación.

Los **vendajes** son sistemas de acolchamiento y soporte de las extremidades y el tronco de los animales, indicados en casos de heridas abiertas, fracturas, soporte post operatorio, etc., con un papel relevante en la reducción de la inflamación, la protección de heridas abiertas o la inmovilización, entre otros.



El **vendaje de Robert-Jones**, uno de los **más conocidos**, utiliza vendas de algodón o materiales similares que se enrollan en espiral alrededor de la extremidad lesionada desde la parte distal hacia la parte proximal. A continuación, se envuelve con una gasa elástica para comprimir y limitar la movilidad que, en determinadas localizaciones, dificulta el cierre de heridas.

Gasas y esparadrapo de calidad para acompañar al vendaje

- ▶ Las gasas son tejidos delgados y transparentes de materiales sintéticos o naturales con función de protección, absorción, compresión e inmovilización de la superficie lesionada.
- ▶ El esparadrapo permite fijar o cubrir apósitos o vendajes ejerciendo presión e inmovilizando una determinada zona.
- ▶ La calidad de los materiales es, en ambos casos, fundamental para proteger las zonas lesionadas y contribuir a su cicatrización y curación.

Cura básica



El vendaje en el manejo de heridas, es un componente sustancial en el tratamiento de la cura húmeda.

Conoce todos los usos del vendaje
y los materiales necesarios en los 7 videos tutoriales
de vendajes y fijaciones en el manejo.



¡ESCANÉAME!

Askina® Haft Color Vet de 78 g/m² y Askina® Haft Color Premium

Venda elástica cohesiva sin látex.

Elástica cohesiva



- Para la fijación de apósitos.
- Como apoyo de vendaje suave.
- Como vendaje de recuperación.
- Gramaje: 78 g/m².

Askina® Protect Vet

Venda elástica cohesiva no tejido
con látex de caucho natural.

Elástica cohesiva



- Fijación de catéteres o sondas.
- Como vendaje de soporte.
- Fijación de férulas.
- Gramaje: 90 g/m².

Askina® Light Haft Color Vet Pack

Venda elástica cohesiva sin látex.

Elástica cohesiva



- Fijación de apósitos.
- Apoyo de vendaje suave.
- Vendaje de recuperación.
- Gramaje: 49 g/m².

Askina® Elast Vet

Venda de fijación elástica de malla de algodón.

Elástica



- Como vendaje de fijación y compresión.
- Vendaje de Robert-Jones.
- Sujeción de férulas.
- Gramaje: 26 ± 5 g/m².

Askina® Plast Vet

Venda elástica adhesiva de malla de compresión.

Elástica adhesiva



- Vendaje deportivo en caballos.
- Sujeción de férulas.
- 100 % algodón.

De relleno



Askina® Soft Pad Vet

Venda sintética de relleno transpirable.

- Relleno del vendaje.
- Permite acolchar y evitar úlceras por decúbito o rozamiento.
- Gramaje: 70 g/m².

Gasa



Askina® Mullkompressen Estéril

Compresas de gasa estéril con bordes ocultos para
evitar que se desprendan hilos en el campo quirúrgico.

- Limpieza de heridas.
- Hemostasia de campo quirúrgico (estéril).

Gasa



Askina® Mullkompressen

Compresas de gasa no estéril con bordes
plegados ocultos para evitar el deshilachado de
8 o 12 capas y envase pequeño. **Askina® Gasa
No Estéril** de 4 o 8 capas y envase clínico.

- Curas básicas.
- Aplicación de geles y pomadas.
- Limpieza de heridas.

Gasa



Askina® Compress TNT

Compresas de gasa no estéril de tejido no tejido.

- Absorción de líquidos sin gotear,
liberándose solo bajo presión.

Esparadrapo



Askina® Fix Vet

Esparadrapo de material no tejido.

- Fijación de apósitos o fijación de tubos,
catéteres, sondas o aparatos de medición.
- Cubrimiento de vendajes o apósitos para
reducir contaminación.