



Askina®

PARA EL CUIDADO BÁSICO DE LAS HERIDAS

Askina®

PARA EL CUIDADO BÁSICO DE LAS HERIDAS

Askina® Protect Vet

Venda elástica cohesiva no tejido con látex de caucho natural.

Indicaciones:

- Fijación de catéteres, sondas, etc.
- Vendaje de soporte.
- Vendaje para la fijación de férulas.
- Gramaje: 90 g/m².



LATEX

Referencia	Producto	Ud Vta.
CALV11414-02	Askina® Protect Vet 10cm x 4,5m rojo	1
CALV11415-02	Askina® Protect Vet 7,5cm x 4,5m rojo	1
CALV11416-02	Askina® Protect Vet 5cm x 4,5m rojo	1
CALV11414-01	Askina® Protect Vet 10cm x 4,5m azul	1
CALV11415-01	Askina® Protect Vet 7,5cm x 4,5m azul	1
CALV11416-01	Askina® Protect Vet 5cm x 4,5m azul	1

Askina® Light Haft Colot Vet Pack

Venda elástica cohesiva

Indicaciones:

- Fijación de apósitos.
- Apoyo de vendaje suave.
- Vendaje de recuperación.
- Gramaje: 49 g/m².



LATEX
FREE

Referencia	Producto	Ud Vta.
CALV11218COLOR	Askina® Light Haft Colot Vet Pack 6 cm x 4 m	bto/12

Askina® Haft Color Vet

Venda elástica cohesiva.

Indicaciones:

- Fijación de apósitos.
- Apoyo de vendaje suave.
- Vendaje de recuperación
- Gramaje: 78 g/m².



LATEX
FREE

Referencia	Producto	Ud Vta.
CALV11219-01	Askina Haft Color Vet 6cm x 4m Azul	1
CALV11219-02	Askina Haft Color Vet 6cm x 4m Verde	1
CALV11218-01	Askina Haft Color Vet 8cm x 4m Azul	1
CALV11218-02	Askina Haft Color Vet 8cm x 4m Verde	1
CALV11202-01	Askina Haft Color Vet 10cm x 4m Azul	1
CALV11202-02	Askina Haft Color Vet 10cm x 4m Verde	1
CALV11224-01	Askina Haft Color Vet 6cm x 20m Azul	1
CALV11224-02	Askina Haft Color Vet 6cm x 20m Verde	1
CALV11225-01	Askina Haft Color Vet 8cm x 20m Azul	1
CALV11225-02	Askina Haft Color Vet 8cm x 20m Verde	1
CALV11226-01	Askina Haft Color Vet 10cm x 20m Azul	1
CALV11226-02	Askina Haft Color Vet 10cm x 20m Verde	1

Askina® Elast Vet

Venda de fijación elástica de malla de algodón

Indicaciones:

- Vendaje de fijación y compresión.
- Vendaje Robert-Jones.
- Sujeción de férulas.
- Gramaje: 26 ± 5 g/m².



LATEX
FREE

Referencia	Producto	Ud Vta.
CALV11007	Askina® Elast Vet 5cm x 4m	1
CALV11008	Askina® Elast Vet 7cm x 4m	1
CALV11004	Askina® Elast Vet 10 cm x 4 m	1
CLAV11006	Askina® Elast Vet 15 cm x 4 m	1

Askina® Soft Pad Vet

Venda sintética de relleno

Indicaciones:

- Relleno del vendaje.
- Acolchar y evitar úlceras por decúbito o rozamiento.
- Gramaje: 70 g/m².

Referencia	Producto	Ud Vta.
CALV11621	Askina® Soft Pad Vet 7,5cm x 2,7 m	bto/12
CALV11622	Askina® Soft Pad Vet 10 cm x 2,7 m	bto/12
CALV11623	Askina® Soft Pad Vet 15 cm x 2,7 m	bto/12



LATEX
FREE

Askina® Plast Vet

Venda elástica adhesiva de compresión

Indicaciones:

- Vendaje compresivo.
- Vendaje deportivo en caballos.
- Sujeción de férulas.
- 100 % Algodón

Referencia	Producto	Ud Vta.
CALV15001	Askina® Plast Vet 5cm x 4,5m	1
CALV15002	Askina® Plast Vet 7,5cm x 4,5m	1
CALV15003	Askina® Plast Vet 10cm x 4,5m	1



LATEX
FREE

Askina® Fix Vet

Esparadrapo de material "non woven" (no tejido)

Indicaciones:

- Fijación de apósitos, catéteres, sondas, etc.

Referencia	Producto	Ud Vta.
CALV12706	Askina® Fix Vet 5cm x 10m	1
CALV12710	Askina® Fix Vet 10cm x 10m	1
CALV12711	Askina® Fix Vet 15cm x 10m	1
CALV12712	Askina® Fix Vet 20cm x 10m	1



LATEX
FREE